


# A-dec 311/411/511 치과용 의자에 설치된 A-dec 351 보조사용 기구 설치 안내서



## 목차

시작하기 전에 .....	2
고정 압 설치 .....	3
전기 와이어 및 데이터 라인 연결 .....	5
튜브 및 기구를 연결.....	9
시스템 테스트 .....	19
규제 정보 .....	20



A-dec 311 치과용 체어에 설치된 A-dec 351 보조사용 기구

## 시작하기 전에

### 권장 공구

3/4인치 소켓 및 래칫	육각 키 세트	와이어 스트리퍼
수평자	대각선 커터	슬리브 푸셔
망치	3/4인치 콤비네이션 렌치 2개	



**주의** 커버를 분리하거나 교체할 때에는 배선 또는 튜브가 손상되지 않도록 주의하십시오. 커버를 교체한 후 제대로 끼웠는지 확인합니다.

## 체어 준비

### 작업 1.



**권고** 회로 기판은 정전기에 민감합니다. 회로 기판을 만질 때나 연결 및 분리할 때는 정전기 방전(ESD) 예방 조치가 필요합니다. 회로 기판의 설치 작업은 전기 전문 기사나 공인 서비스 직원만 진행해야 합니다.

- 1** 체어 베이스와 등받이를 끝까지 올립니다. 필요한 경우 회로 기판의 점퍼를 베이스업 및 등받이업으로 설정합니다.




**경고** 전원을 끄거나 전원 연결을 끊지 않고 이 절차를 시작할 경우 제품에 심각한 손상을 입히고 심한 부상을 입거나 사망에 이를 수 있습니다.

- 2** 시스템 전원을 끕니다.

## 고정 암 설치

### 작업 1.

**1** 키트의 베어링 및 2개의 플랫 와셔를 나사로 밀어 넣습니다.




베어링


플랫 와셔

**2** 보조사용 기구 암의 구멍에 나사를 끼웁니다.

**3** Nylatron® 와셔를 나사에 밀어 넣습니다.



나일라트론 와셔




**4** Loctite® 242를 나사 끝에 위치시킵니다.

**5** 1/4인치 육각 키를 사용하여 암을 서포트 링크에 단단히 조입니다.

## 작업 2.

- 1 키트에서 4개의 볼트와 와셔를 가져옵니다.
- 2 보조사용 기구의 암 조립부를 들어 서포트 링크의 구멍이 체어 프레임의 구멍과 맞도록 정렬합니다.




- 3 4개의 볼트 및 플랫 와셔를 사용하여 서포트 링크를 체어에 부착합니다.



## 작업 3.


- 1 시린지를 보조사용 기구의 홀더에 배치합니다.
- 2 대용량 흡입기(HVE)와 Saliva Ejector를 홀더에 설치한 다음 튜브를 석션 캐니스터에 부착합니다.



#### 작업 4.

- 1** 체어 뒤에서 서포트 링크 아래로 리프트 암 상단의 개구부를 통과하도록 석션 라인, 전원 케이블, 시린지 튜브, 데이터 라인을 배선합니다.
- 2** 리프트 암 아래에서 플로어 박스 안으로 석션 라인, 전원 케이블, 시린지 튜브, 데이터 라인을 배선합니다.

시린지 튜브를 연결하지 않은 채로 둡니다. 설치 시 나중에 연결하게 됩니다.



(그림: A-dec 311)

## 전기 와이어 및 데이터 라인 연결



**주의** 와이어 및 튜브의 손상 또는 분리를 방지하기 위해 시스템 모듈을 모두 설치할 때까지 아무 것도 연결하지 마십시오.

### 권장 공구

- 대각선 커터
- 와이어 스트리퍼

**A-dec 311 또는 411 치과용 체어 ..... 6**


**A-dec 511 치과용 의자 ..... 8**

## 전기 와이어 및 데이터 라인을 A-dec 311 또는 411 체어에 연결



**주의** 바깥쪽 와이어 가닥을 의도치 않게 제거하여 연선 도체가 손상되지 않도록 하려면 연선 도체에 적합한 크기의 와이어 스트리퍼를 사용합니다.

### 작업 1.



**1** 커넥터를 자릅니다.

**2** 와이어를 다시 10mm(3/8인치) 노출시킵니다. 연선은 0.326mm<sup>2</sup>(22AWG)입니다.


## 작업 2.

1. 검은색 와이어를 0VAC에 연결합니다.
2. 회색 와이어를 24VAC에 연결합니다.



**참고** 필요할 경우 단일 터미널에 와이어를 하나 이상 연결할 수 있습니다.


3. 데이터 라인을 데이터 포트에 꽂습니다.
4. 모든 모듈이 전원 공급 장치에 연결되어 있으면 전원 공급 장치의 가장자리 아래에 와이어를 연결합니다.



**다음 단계** 9페이지의 그림 “튜브 및 기구를 연결” 페이지)을 참조하십시오.

## 전기 와이어 및 데이터 라인을 A-dec 511 체어에 연결

1. 데이터 라인을 데이터 포트에 꽂습니다.
2. 전원 커넥터를 꽂습니다.
3. 전원 케이블을 케이블 타이로 베일에 고정합니다.



**다음 단계** 9페이지의 그림 “튜브 및 기구를 연결” 페이지)을 참조하십시오.



## 튜브 및 기구를 연결



**주의** 와이어 및 튜브의 손상 또는 분리를 방지하기 위해 시스템 모듈을 모두 설치할 때까지 아무 것도 연결하지 마십시오.

### 권장 공구

- 대각선 커터
- 슬리브 푸셔

시스템 구성을 위한 연결을 완료합니다.

#### **A-dec 311 또는 411** 제어에 보조자용 기구만 설치된 경우

튜브 연결 .....	10
기구 연결 .....	11

#### **A-dec 300** 딜리버리 시스템을 포함한 여러 모듈이 포함된 시스템용

튜브 연결 .....	12
기구 연결 .....	14

#### **A-dec 511** 제어에 보조자용 기구만 설치된 경우

튜브 연결 .....	15
기구 연결 .....	16

#### **A-dec 500** 딜리버리 시스템을 포함한 여러 모듈이 포함된 시스템용


튜브 연결 .....	16
기구 연결 .....	18

## A-dec 311 또는 411 체어에 보조사용 기구 전용 튜브 연결


시스템이 보조사용 기구를 제외한 다른 모듈을 포함하지 않는 경우 이 도면을 사용합니다.



**참고** 물 분기관을 설치할 때 분기관 내 물 고임을 방지하기 위해 미늘이 끝에 연결되도록 합니다.



### A-dec 311 또는 411 의자에 보조사용 기구 전용 기구 연결




**다음 단계** 19페이지의 그림 “핀치 밸브 설치 및 시린지 조정” 을 참조하십시오.

## A-dec 300 딜리버리 시스템을 포함한 여러 모듈이 포함된 시스템용 튜브 연결

1. 시스템에 Delivery System이 포함되는 경우 급수통 튜브 주변 외장을 3피트 가량 벗겨냅니다.
2. 13페이지의 흐름도에 따라 튜브를 연결합니다.




**참고** 물 분기관을 설치할 때 분기관 내 물 고임을 방지하기 위해 미늘이 끝에 연결되도록 합니다.



## A-dec 311 또는 411 의자에 여러 모듈이 포함된 시스템용 기구 연결


← 제어로



**다음 단계** 19페이지의 그림 “핀치 밸브 설치 및 시린지 조정” 을 참조하십시오.


## A-dec 511 의자에 보조사용 기구 전용 튜브 연결

시스템이 보조사용 기구를 제외한 다른 모듈을 포함하지 않는 경우 이 도면을 사용합니다.



## A-dec 511 의자에 보조사용 기구 전용 기구 연결

체어로




**다음 단계** 19페이지의 그림 “핀치 밸브 설치 및 시린지 조정” 을 참조하십시오.

## A-dec 500 딜리버리 시스템을 포함한 여러 모듈이 포함된 시스템용 튜브 연결


1. 시스템에 Delivery System이 포함되는 경우 급수통 튜브 주변 외장을 3피트 가량 벗겨냅니다.
2. 17페이지의 흐름도에 따라 튜브를 연결합니다.






### A-dec 511 의자에 여러 모듈이 포함된 시스템용 기구 연결

← 보울 린스로



**다음 단계** 19페이지의 그림 “핀치 밸브 설치 및 시린지 조정” 을 참조하십시오.

## 핀치 밸브 설치 및 시린지 조정



- 1 시린지 튜브에 핀치 밸브를 설치합니다.
- 2 보조사용 시린지에서 물 버튼을 누릅니다.
- 3 빨간색 튜브용 나사를 조이거나 풀어 물 흐름을 조정합니다.
- 4 시린지에서 두 버튼을 모두 누릅니다.
- 5 노란색 튜브용 나사를 조이거나 풀어 미세 분무가 있을 때까지 공기 흐름을 조정합니다.

A-dec 311 그림

## 시스템 테스트

설치를 완료한 후 다음 점검 목록에 따라 시스템을 테스트한 다음 고객과 함께 후속 조치를 취합니다.

- 조절 공기 압력이 552KPa(80psi)임
- 석션/흡입이 다음 사양대로 설정되었음:
  - 습식 석션 -  $34 \pm 7\text{KPa}$ ( $10 \pm 2\text{inHg}$ ), 최소 255 sL/분(9scfm)
  - 전식/반전식 석션 -  $16 \pm 3.5\text{kPa}$ ( $4.5 \pm 1\text{inHg}$ ), 최소 340sL/분(12scfm)
- 플로어 박스에 공기 및 물 누출이 없음
- 중력 배수관이 올바르게 작동함
- 튜브 및 연결이 꼬이지 않고 공기 및 물 누출이 없음
- 튜브 및 와이어를 감아 가동 부품에서 멀리 보관함
- 시린지, Saliva Ejector, 고용량 흡입기는 올바르게 작동함
- 터치패드가 올바르게 작동함



**참고** 터치패드 설정 정보는 치과용 체어와 함께 제공되는 설치 안내서를 참조하십시오.

## 규제 정보

---

기관 요건에 따라 규제 정보는 문서 라이브러리([www.a-dec.com](http://www.a-dec.com))에서 확인할 수 있는 규제 정보, 사양 및 보증 책자 (p/n 86.0221.09)에 나와 있습니다.

### 이 책자에서 다루는 제품 모델 및 버전

모델	버전	설명
351	B	보조사용 기구
311	B	치과용 체어
411, 511	A	치과용 의자

Loctite는 Henkel Corporation의 등록 상표입니다.  
Nylatron은 Quadrant EPP USA Inc.의 등록 상표입니다.

#### A-dec 본사

2601 Crestview Drive

Newberg, OR 97132 USA

전화: 1.800.547.1883 (미국/캐나다 내 지역)

전화: +1.503.538.7478 (미국/캐나다 외 지역)

팩스: 1-503-538-0276

[www.a-dec.com](http://www.a-dec.com)

A-dec Inc.는 이 문서의 내용에 관하여 상업성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 암시적 보증을 포함하되 이에 제한되지는 않고 어떠한 종류의 보증도 하지 않습니다.