

A-dec® 機器保守点検チェックリスト

患者の治療終了ごと

- ハンドピースの洗浄、潤滑剤塗布、滅菌
- シリンジ先端部の超音波洗浄、滅菌
- ハンドピースチューブの拭き取りとフラッシュ
- 口腔内手術の場合、バキュームラインのフラッシュ
- 接触面と搬送面の洗浄/滅菌
- 全バリアの交換

毎日/必要に応じて

- 各ウォーターボトルのリフィルに A-dec ICX® を追加† (部品番号は表 3 を参照)
- カスピドールのフラッシュ (1 分間)
- カスピドールのボウルとボウルスクリーンの洗浄
- A-dec 排出クリーナーを使用したバキュームラインのフラッシュ† (部品番号は表 3 を参照)

週ごと/必要に応じて

- 中性洗剤と水でチェアーとスツールの張地を洗浄
- HVE と排唾管のバルブの洗浄
- 週 2 回、固形物収集器の保守点検
- オイルコレクターの保守
- ハンドピースチャックの潤滑剤塗布
- ハンドピースのバーのスムーズな回転を確認
- 中性洗剤と水で歯科用ライトシールドを洗浄
- 必要に応じて、歯科ライト Medicom® SafeShield™ バリアを交換

日付

毎月

- 歯科治療ユニットウォーターCFU レベルをテストし、必要に応じて A-dec ICX Renew® または Restore® でウォーターラインをショックトリートメント (部品番号は表 3 を参照)
- すべてのハンドピース、モーター、O リングを点検し、摩耗や損傷がある場合は交換
- ウォーターボトル、HVE、排唾管の O リングへの潤滑剤塗布

日付

毎年

- 地域の A-dec 認定代理店に連絡し、年次予防保守キットの設置を依頼 (部品番号は表 1 を参照)
- すべてのハンドピースとモーターの O リングを交換 (部品番号は表 2 を参照)

日付

*保守点検手順の詳細については、ご利用の機器に同梱されている取扱説明書を参照するか、A-dec リソースセンター (www.a-dec.com/resource-center) をご覧ください。

†ウォーターラインの保守点検の詳細については、機器に同梱されている『ウォーターライン保守点検ガイド』 (部品番号 85.0983.05) を参照するか、A-dec リソースセンター (www.a-dec.com/resource-center) をご覧ください。

表 1 : A-dec の保守用パーツとキット

項目	部品番号
シリコン潤滑剤 (5.3 オンスチューブ)	98.1120.00
スクリーントラップ (A-dec 300/500) 、10 パック	11.1284.01
シリンジ先端部、5 パック	23.0872.01
A-dec 500/300 年次予防保守キット	90.1835.00
Performer®/Cascade®/200 年次予防保守キット	90.1836.00
A-dec 500B 5 年予防保守キット	90.1870.00
A-dec 500A Surf (V2) 5 年予防保守キット	90.1874.00
A-dec 500A Surf (V1) 5 年予防保守キット	90.1873.00
A-dec 500A White/A-dec 300 (V2) 5 年予防保守キット	90.1872.00
A-dec 500A White/A-dec 300 (v1) 5 年予防保守キット	90.1871.00
Cascade/Decade®/Performer 5 年予防保守キット	90.1875.00
A-dec 200/Performer B (V1) 5 年予防保守キット	90.1876.00
A-dec 200/Performer B (V2) 5 年予防保守キット	90.1877.00

表 2 : A-dec 501 電動モーターOリング

項目	部品番号
Oリング、モーター差し込み口、青	54.0803.00
Oリング、モーター差し込み口、黒	54.0804.00
Oリング、モーター管接続用	54.0805.00

表 3 : 歯科治療ユニットウォーターライン (DUWL) および排出システムの保守に推奨される A-dec 360 の製品

用途	項目	部品番号
排出システム	排出システムクリーナー、33 オンスボトル	91.0060.01
排出システム	排出システムクリーナー、128 オンスボトル	91.0061.01
DUWL の日常保守	ICX ウォーターラインタブレット、0.7L (50 個入り)	91.1064.01
DUWL の日常保守	ICX ウォーターラインタブレット、2L (50 個入り)	90.1065.01
DUWL ショックトリートメント	ICX Renew、アプリケーション 9 個入りボックス	90.1691.01
DUWL ショックトリートメント	ICX Restore、アプリケーション 9 個入りボックス (カナダのみ)	90.1821.01

その他のアクセサリや交換部品については、A-dec 認定代理店にお問い合わせください。