

A-dec® 400

a dec®



A-dec Farkı

A-dec ürünlerinin sorunsuz bir şekilde çalışacağına güvenebilir, böylece dikkatinizi her zaman için işinizin önemli olan kısmına, yani *hastalarınıza* verebilirsiniz.

Arızalardan ötürü yaşadığınız çalışma kesintilerine son verin. Sahip olma maliyetlerinin düşük kalmasını sağlayın. Uzun ömürlü bir performansı deneyin.

Ürün tasarımı, üretimi ve desteği konularında A-dec kadar araştırma yapan ve özen gösteren başka hiçbir dental ekipman üreticisi bulunmamaktadır. Dünya genelindeki diş hekimlerinin, diş hekimliği okullarının ve kliniklerin A-dec'i seçmesinin nedeni budur.



5 yıllık garanti koruması altında.







Erişilebilir. Güçlü. Tarz sahibi.

A-dec 400'de biçim ve işlev, daha az karmaşık ve daha şık bir tasarımda birleşiyor ve harika bir fiyatla sunuluyor. Oral kaviteye ergonomik bir pozisyonda erişim sağlamak için hasta konforundan vazgeçmek yerine, her ikisine de sahip olun.

Ve bunlara sağlam bir yapıyı, çağdaş bir tasarımı ve sol/sağ geçişi esnekliğini eklediğinizde, piyasadaki en yüksek uzun vadeli değere sahip sistemi elde etmiş olursunuz.

A-dec 400, dental sistem tasarımına akıllı bir yaklaşımın ürünüdür.

Benzersiz bir güvenilirliği yaşayın.

Ustalıkla bir mühendislik. Daha az yorulmanızı sağlayan, işlevsel tasarım. Kanıtlanmış güvenilirlik. A-dec'in tasarım felsefesinin çıkış noktasında karmaşıklığı artırmak değil, yenilikler yaratmak bulunur. A-dec 400 için yatırım yaptığınızda, rahatlığa yatırım yapıyorsunuz demektir. Bu rahatlığı her gün, ve yıllar boyunca yaşayacaksınız.



Kusursuz Rahatlık

Hastaların hissettiği tedirginliđi azaltmak için, rahat olmalarını sađlamak son derece önemlidir. A-dec 400 koltuđun tasarımı, hastalarınızın rahatlamalarını sađlamaya yardımcı olur.

Sanal eksen. Koltuđun hareketini, hastanın anatomisi ve hareketleriyle uyumlu hale getirir.

Çift eklemlili tetiyer. Kolaylıkla ayarlanarak hasta için optimal bir pozisyon sađlar.

İki konumlu kolçaklar. Rahat bir kol/dirsek desteđi sađlar ve hastanın koltuđu kolaylıkla yerleşmesi ve kalkması için dayanıklı ve sađlam bir tasarıma sahiptir.

Eđimli ayak koyma muhafazası tasarımı. Baldırları destekleyerek hasta için rahatlık sađlar.

Zengin döşeme. Dikişsiz, şık ve lüks, dikişli stil seçenekleri mevcuttur, her iki seçenek de çok sayıda tasarım renkleriyle sađlanır.













Sağlıklı Bir Kariyeri Güvenceye Alın

Verimli bir şekilde çalışmak ve uzun ömürlü bir kariyere sahip olmak için, çalışırken rahat bir pozisyonu korumanız büyük önem taşır. Bu nedenle, A-dec 400 serbestçe hareket etmenizi ve doğru bir ergonomiyle çalışmanızı sağlamak için tasarlanmıştır.

Ultra ince ve esnek sırtlık. Çift eklemlili tetiyer hastanızın rahat şekilde oturmasını sağlarken, ince profilli tasarım da dizlerinizi koltuğun altına yerleştirmenize olanak tanıyarak optimal bir erişim sağlar. Uzun yıllara dayanan bir deneyimle tasarlanan bu kombinasyon, sizin daha iyi bir konumda durmanızı ve oral kaviteye erişiminizi destekler.

Gövdeyi çok aşağı indirebilme olanağı. Hekimlerin, boyları ne olursa olsun rahat bir şekilde çalışabilmelerini sağlar.

Ergonomik tablet sistemi seçenekleri. Başlıkları ve yardımcı ekipmanları parmaklarınızın ucunda olacak şekilde yerleştirebilir, böylelikle işinize odaklanmışken gereksiz şekilde hareket etmek zorunda kalmazsınız.





A-dec 400 Esnekliđi, Benzersiz Güvenilirlik

Tüm A-dec ürünleri gibi, A-dec 400 de dental ekibin erişimini kolaylaştırmak, üstün bir hasta konforu sağlamak ve sorunsuz bir güvenilirlik sunmak için tasarlanmıştır.

Verimliliđinizi artırmanızı sağlayacak sol/sađ geçiř esnekliđi. Her iki elle kullanım imkânı sağlayan tasarım, tablet sisteminin farklı hekim tercihlerine uyarlanabilmesini sağlar. Radius tablet sistemleri ve destek modülleri, koltuk çevresinde hızla ve kolaylıkla dönerek sol/sađ elle tamamen uyumlu olarak kullanılabilir.


Ekipmanla sağlanan enfeksiyon kontrolü. Tablet sisteminin merkezinde, hastaların sağlığı ve sorunsuz bir performans düşünülerek tasarlanmış bir kumanda blođu yer alır. Birikmiş ve hareketsiz su miktarı en aza indirilir. Bir başlığı çalıştırdığınız her seferde suyun devridaimi sağlanır.

Bağımsız su kanalı bakım sistemi. Suda koku, kötü tat ve bayatlama oluşmasını engellemek için, A-dec hortumlarında antimikrobiyal AlphaSan® kullanılır. 2 litrelik şişenin içindeki toplama borusu ve hızla sökülebilen bağlantı elemanı sayesinde şişe kolaylıkla çıkarılabilir ve deđiřtirilebilir, aynı zamanda çapraz kontaminasyon riski de azaltılmış olur.

Her İki Elle Kullanım İçin Tamamen Dönüřtürülebilir.

İstedığınız şekilde çalışmanızı sağlayan konfigürasyon seçenekleri. Tablet sistemleri koltuđun önüne, dolap arkasına veya yanına ya da duvara monte edilebilir. Aynı zamanda kısa veya uzun kollu seçenekleri bulunan asistan aletleri de sol/sađ ele uygun olarak ayarlanabilir.





Mükemmel Entegrasyon

A-dec 400 dental koltuk ve A-dec 300 tablet sistemi, kompakt bir hareket yeteneğinin ve özgün bir tasarımın mükemmel kombinasyonunu sunar. A-dec 300 tablet sistemi, görüldüğünden çok daha fazlasını sunmak üzere tasarlanmıştır.

Kolay ve akıllı kontroller. A-dec 300 deluxe dokunmatik panel ve ayak kumandası birbirini tamamlar ve başlıkları, entegre aksesuarları, dental koltuğu ve dental ışık işlevlerini etkin bir şekilde kontrol etmenizi sağlarlar. Ağız içi kamera, ultrasonik alet, polimerizasyon ışığı ve en fazla iki adet elektrikli mikromotor için ön ayar yapabilirsiniz.

Gelecekte yenilenebilir. Tablet sistemi platformu, en son klinik ürün yeniliklerini entegre etmenize ve geleceğin teknolojilerine uyum sağlamanıza olanak tanır.

Düğmeyle harekete geçen esnek kol freni (belirli modellerde). Tablet sistemini istediğiniz yükseklikte ayarlama özelliği optimal bir kolaylık ve ergonomi sunar.

Tablet sistemlerinde mükemmel uyum.

Tüm başlıklarınızı ve yardımcı ekipmanlarınızı tam olarak istediğiniz konuma yerleştirin. Continental veya Traditional tablet sistemleri arasından seçim yapabilirsiniz.



A-dec 400 Seçenekleri

Tablet Sistemleri

Başlıklarınız ve aksesuarlarınız için dört adet ergonomik tablet sistemi sunuyoruz: A-dec 300 koltuğa monte Traditional ve Continental, A-dec 500 dolaba monte 12 o'clock çiftli ve yan tablet sistemi.

Dental Işık

İster A-dec 300 ister 500 LED'i seçin, istenmeyen gölgelerden kurtularak dengeli bir ışık yoğunluğu ve eşit dağılımlı bir ışık biçimi elde edersiniz. Koltuk yatırıldığı zaman A-dec ışığınız otomatik olarak devreye girer ve koltuk giriş/çıkış pozisyonuna getirildiğinde kapanır.

Koltuğa monte Asistan aletleri

Entegre dokunmatik paneller birlikte kısa kol ve uzun kol tipleri mevcuttur. Tekli 3 veya 4 konumlu tutucu ya da ikili 2 konumlu tutucu seçenekleri bulunur.

Monitör Kolu

İkili pivot kolda, bağlantıları önceden yapılmış HDMI ve güç kabloları bulunmaktadır. Destek tarafı monitör kolunun 430° dönüşü ve 85° aksenal hareket aralığı sayesinde, oturma ve sırtüstü pozisyonlarında daha kolay bir görüş sağlanır.

Kreşuar


Leke tutmayan cam porselenden yapılmıştır. Hasta erişimini kolaylaştırmak için $\pm 90^\circ$ döner. Süre ayarlı bardak doldurma ve kreşuar yıkama işlevleri dokunmatik panelden programlanabilir.



Dikişsiz Döşeme



Sizi yansıtan bir ortamı oluştururken renkler gerçek bir fark yaratır. Bu nedenle A-dec, dikişsiz ve dikişli döşemelerin uyumlu olmasını sağlamak için çok sayıda renk ve belirli seçenekler sunmaktadır.



Renk örneklerini sipariş etmek için:
a-dec.com/InspireMe

Dikişli Döşeme



Gerçek renkler değişiklik gösterebilir. Renk örnekleri ve en güncel ürün bilgileri için yetkili A-dec satıcınıza başvurun.

Teknik Özellikler

A-dec 411 Dental Koltuk

Kaldırma yüksekliği aralığı	349 mm ila 800 mm (13,75 inç ila 31,5 inç); Çifte montaj ile alçak nokta 375 mm (14,75 inç)
En uzun pozisyonda toplam uzunluk	1.829 mm (72 inç)
İnce, esnek sırtlık	25 mm (1 inç)
Koltuk dönüşü	60° (merkezden her iki yana 30°)
Sol/sağ değişimi	Evet
Çift eklemli kayan tetiyer	Evet
Entegre 300 watt güç kaynağı	Evet
Parmak veya ayak kumandası	Her ikisi
Tahrik sistemi	Hibrit tahrik (elektromekanik sırtlık yatışı, hidrolik gövde)
Döşeme seçenekleri	Dikişli veya dikişsiz
Monitör kolu seçenekleri	Işık, monitör kolu

Tablet Sistemleri

	A-dec 500 12 o'clock	A-dec 500 Yan	A-dec 300
Kumanda bloğu	4 konumlu	4 konumlu	Standart 3 konumlu, isteğe bağlı 4 konumlu
Sol/sağ elle kullanım geçişi	Evet	Hayır	Evet
Başlık tutucu konumları	4	4	4
Fren kolu/kolları	Yok	1	standart 1 kol, isteğe bağlı 2. kol
Deluxe dokunmatik panel kullanılabilir	Evet	Evet	Evet
Quad-voltaj ağız içi ışık kaynağı	Standart	Standart	İsteğe bağlı
Ayak kumandası	Chip blower özelliğine sahip ıslak/kuru geçişi veya kol	Chip blower özelliğine sahip ıslak/kuru geçişi veya kol	Islak/kuru geçişi, chip blower özelliğine sahip ıslak/kuru geçişi veya kol
Havalı frene sahip dengeli esnek kol	Yok	Evet	Evet, A-dec 336 dışında
Modeller	A-dec 541 12 o'clock duo	A-dec 542 yan	Havalı frene sahip dengeli esnek kol A-dec 333 - Continental Radius kolu A-dec 335 - Continental Destek kolu A-dec 332 - Traditional Radius kolu A-dec 334 - Traditional Destek kolu Manuel yükseklik ayarı A-dec 336 - Traditional Radius kolu





Başarı Ortağınız



A-dec ürünlerini kullanmak, çalışma hayatınız boyunca sürececek bir ortaklık demektir. Newberg, Oregon'da bulunan genel merkezimizden, dünya genelinde 100'den fazla ülkede yer alan yetkili satıcı ağına ve global ofislere destek sağlıyoruz.

A-dec Farkını Keşfedin. Her A-dec çözümünün ardındaki ayrıntıların güvenilir ve kalıcı bir yatırımı nasıl garantilediğini görmek için, a-dec.com/TheDifference adresini ziyaret edin.



A-dec Merkez Ofisi

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 ABD
Tel: 1.800.547.1883 ABD/Kanada içinden
Tel: +1.503.538.7478 ABD/Kanada dışından
Faks: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Avustralya

Tel: 1.800.225.010 Avustralya içinden
Tel: +61.(0)2.8332.4000 Avustralya dışından

A-dec Çin

Tel: 400.600.5434 Çin içinden
Tel: +86.571.89026088 Çin dışından

A-dec United Kingdom

Tel: 0800.233285 İngiltere içinden
Tel: +44.(0).24.7635.0901 İngiltere dışından



Gösterilen renkler ve ürünler asıl malzemelerden farklılık gösterebilir ve önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Doğru renk örnekleri ve en güncel ürün bilgileri için lütfen yetkili A-dec satıcınıza başvurun.

Bu belgede yer alan tüm ticari markalar Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde A-dec'in, ortak şirketlerinin ve bunların kolektif tedarikçilerinin ticari marka haklarına tabidir.

©2022 A-dec Inc. Tüm hakları saklıdır.
85.0393.15/PP/250/6-22/Rev C