

A-dec® 400

a dec®



A-decの優位性

A-dec製品は調和して動作するため、最も重要なこと、つまり患者に集中することができます。

ダウンタイムはなくなり、所有コストは低くなって、性能は維持されます。

設計、組み立て、サポート製品にこれほどの研究と配慮を注ぎ込む歯科用機器メーカーは他にありません。世界中の歯科医、歯科学校、医療機関がA-decを選ぶのはこのためです。



5年保証が適用されます。







便利で、強固で、スタイリッシュ。

A-dec 400では、複雑さを軽減する形状と機能を実現し、スタイルが豊富でありながら価格が抑えられています。治療のしやすさを犠牲にして患者の快適さを確保するのではなく、治療のしやすさと患者の快適性を同時に実現しています。

さらに、耐久性に優れたな構造、モダンなスタイル、右利き/左利きへの対応も含まれ、他に類を見ない長期的な価値を提供します。

A-dec 400は、配慮が行き届いた歯科治療システム設計になっています。

究極の信頼性

スマートエンジニアリング。疲労を軽減する機能。実証済みの信頼性。A-decの設計哲学は革新です。複雑にはしません。A-dec 400への投資は、使いやすさへの投資です。日を追うごとに、年を追うごとに、実感していただけます。



完全な快適さ

患者の不安を軽減するには、患者を快適にすることが重要です。A-dec 400チェアは、患者を安心させる設計になっています。

仮想ピボット:解剖学的な見地からチェアの動作と患者の動作が同期されています。

二重接続型ヘッドレスト:最適な患者のポジショニングに合わせて簡単に調整できます。

二段階式アームレスト:快適なアームレストが強固に体重を支える設計と組み合わせ、患者の出入りが容易になっています。

トゥボードが傾斜した設計:患者の下腿を快適に支えられます。

リッチな張地:なめらかなシームレススタイル、および高級感のある縫合スタイル。どちらもさまざまなカラーから選択できます。













健全なキャリアの保証

生産性を高めて歯科医としてのキャリアを長く続けるには、快適な治療環境が重要です。このため、A-dec 400は、歯科医の動作をスムーズにして人間工学に合った設計になっています。

超薄型でフレキシブルな背板:二重接続型ヘッドレストは心地よく患者をリラックスさせる一方、スリムな側面が治療時に膝をチェアの下に入れるのに最適な設計になっています。長年の技術から生まれたこの組み合わせから、治療時の姿勢をより快適にし、口腔にもスムーズに手が届くようになります。

座部を下げる事が可能:身長に関係なく、快適に治療できます。

人間工学に基づいたデリバリーシステムオプション:ハンドピースと付属物が手元にあるため、不要な動きがなくなり、治療に集中できます。





A-dec 400の多機能性と定評ある信頼性

他のA-dec製品と同様、A-dec 400は歯科チームがアクセスしやすく、患者も快適に感じられ、確かな信頼性があります。

右利き/左利きの両方に完全に対応して生産性を向上: 右利き/左利きの両方に完全に対応した機器構成により、医師のさまざまな要求に応えます。Radius型デリバリーシステムおよびサポートモジュールはチェアの周囲で迅速かつ容易に回すことができるため、右利き/左利きの両方に完全に対応しています。

内部からの感染管理: デリバリーシステム中央のコントロールブロックは、患者の健康とトラブルのない高性能を実現しています。水の滞留は最小限になっています。ハンドピースを使うたびに水が循環します。

内蔵型のウォーターライン保守システム: A-decのチューブは、異臭や不快な味、劣化を防ぐため、抗菌AlphaSan®から製造されています。2リットルボトルの内蔵ピックアップチューブおよびクイックディスコネクト継手によって、着脱が容易になり、交差汚染のリスクも低くなっています。

右利き/左利きの両方に完全対応

どのような作業方法にも適した機器構成になっています。デリバリーシステムは、チェアの前、横や後ろのキャビネットまたは壁のいずれかから取り付けることができます。さらに歯科助手用器具は左右どちらにも転換でき、ショートアームまたはロングアームで使用できます。





シームレスな統合

A-dec 400歯科用椅子およびA-dec 300デリバリーシステムでは、コンパクトな操作性と本物のスタイルが完璧に組み合わさっています。A-dec 300デリバリーシステムは、デザインはコンパクトですが、機能は豊富です。

簡単でスマートな制御:A-dec 300デラックスタッチパッドとフットコントロールが連携して、ハンドピース、統合型アクセサリ、歯科用椅子、および歯科ライトの機能の制御を合理化します。口腔内カメラ、超音波器具、光重合器、2台までの電動モーターをプリセットできます。

導入後もアップグレードが可能:デリバリーシステムプラットフォームでは、臨床製品の最新の革新技術が統合され、将来のテクノロジーの発展にも簡単に対応できるようになります。

プッシュボタン式のフレックスアームブレーキ (指定のモデル) 人間工学に基づいた最適な使いやすさを追求し、デリバリーシステムを好みの高さに固定できます。

最適なデリバリーシステム

ハンドピースと付属物はすべて必要な場所に配置できます。デリバリーシステムはContinentalスタイルまたはTraditionalスタイルで利用可能です。



A-dec 400のオプション

デリバリーシステム

ハンドピースとアクセサリは、A-dec 300のチェアマウント式TraditionalまたはContinental、A-dec 500のキャビネットマウント式12-o'clockデュオまたはサイドデリバリーシステムという、人間工学に則した4つのデリバリー方法から選択できます。

歯科ライト

A-dec 300でもA-dec 500 LEDでも、バランスのとれた輝度と、むらのない照明パターンが得られます。余計な影に煩わされることはありません。A-decのライトは、チェアが倒れると自動的に点灯し、チェアが開始/終了の位置に戻ると消灯します。

チェアマウント式の歯科助手用器具

タッチパッドを統合したショートアーム型またはロングアーム型をご利用いただけます。3ポジションまたは4ポジションのシングルホルダーと、2ポジションのデュアルホルダーから選択できます。

モニターマウント

デュアルピポットアームには、配線済みのHDMIケーブルと電源ケーブルが含まれています。サポート側のモニターマウントは、430°の旋回と85°までの回転が可能のため、座位または仰臥位のどちらからでも見ることができます。

口すすぎ器

汚れの付きにくい硝子磁器でできています。患者が座りやすいように±90°回転します。タイマーによるカップ充填およびボウル洗浄機能は、タッチパッドでプログラミングできます。



シームレスカバー



色はお使いの環境に合わせてお選びください。そのため、A-decでは、さまざまなカラーをご用意し、シームレスと縫合式カバーからお選びいただけます。



サンプルは
a-dec.com/InspireMeからご依頼ください。

縫合式カバー



実際の色は異なります。色サンプルや最新の製品情報については、A-decの正規販売代理店にご連絡ください。

仕様

A-dec 411デンタルチェアー

上昇高さの範囲	349 mm～800 mm (13.75インチ～31.5インチ)、最低位置375mm (14.75インチ) (デュアルマウント)
最大延長時の全長	1829 mm (72インチ)
薄型でフレキシブルな背板	25 mm (1インチ)
チェアーの旋回角度	60° (中心から両側に30°)
右利き/左利きの対応	あり
二重連接型ガイドヘッドレスト	あり
内蔵300W電源	あり
指先コントロールまたはフットコントロール	両方
ドライブシステム	ハイブリッド駆動 (電動機械傾斜、油圧ベースプレート)
張り地のオプション	縫合式またはシームレス
モニターマウントオプション	ライト、モニターアーム

デリバリーシステム

	A-dec 500 12 O'clock	A-dec 500 Side	A-dec 300
コントロールブロック	4ポジション	4ポジション	標準3ポジション、オプションの4ポジション
右手用/左手用の変更	あり	なし	あり
ハンドピースホルダーのポジション	4	4	4
ブレーキハンドル	-	1	標準で1、2つ目はオプション
デラックスタッチパッド	あり	あり	あり
クワッドボルト口腔内光源	標準	標準	オプション
フットコントロール	ウェット/ドライ、チップブローワーまたはレバー付き	ウェット/ドライ、チップブローワーまたはレバー付き	ウェット/ドライ、チップブローワーまたはレバー付き
エアブレーキ付きのバランス調節フレックスアーム	-	あり	A-dec 336を除いてあり
機種	A-dec 541 12 O'clock duo	A-dec 542 side	エアブレーキ付きのバランス調節フレックスアーム A-dec 333 - コンチネンタルRadiusマウント A-dec 335 - コンチネンタルSupportマウント A-dec 332 - トラディショナルRadiusマウント A-dec 334 - トラディショナルSupportマウント 手動による高さが調整可能 A-dec 336 - トラディショナルRadiusマウント





成功のパートナー



A-decを使用すると、生涯の治療のパートナーが得られます。オレゴン州ニューバーグの本社から世界中のオフィスを支援しており、専門ディーラーのネットワークは世界100カ国以上に広がっています。

A-decの優位性: a-dec.com/TheDifferenceをご覧ください。A-decソリューションの細部へのこだわりにより、信頼と長期的な価値を提供しています。



A-dec本社

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
電話: 1.800.547.1883 米国/カナダ国内
電話: +1.503.538.7478 米国/カナダ国外
ファックス: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australia

電話: 1.800.225.010 オーストラリア国内
電話: +61.(0)2.8332.4000 オーストラリア国外

A-dec Cina

電話: 400.600.5434 中国内
電話: +86.571.89026088 中国外

A-dec United Kingdom

電話: 0800.233285 英国内
電話: +44.(0).24.7635.0901 英国外

選任製造販売業者

Ivoclar Vivadent 株式会社
〒133-0033 東京都文京区本郷1-28-24
電話: 03-6903-3537 ファックス: 03-5844-3657

一般的名称: 歯科用ユニット / 販売名: エーデック500 シリーズ
認証番号: 21700BZG00022000 / 歯科用ユニット / 特定保守 (設置)
一般的名称: 歯科用ユニット / 販売名: エーデック400チェアー /
認証番号: 13B1X10049AD0012 / 歯科診査・治療用チェア / 特定保守 (設置)
一般的名称: 歯科用ユニット / 販売名: エーデック300 シリーズ
認証番号: 221ADBZ100085000 / 歯科用ユニット / 特定保守 (設置)
一般的名称: 汎用歯科用照明 / 販売名: LED デンタルライト /
認証番号: 13B1X10049AD0011 / 管理医療機器 / 特定保守 (設置)

ここに表示されている製品の色や形態は実際の素材とは異なることがあり、また予告なく変更される場合があります。正確な色サンプルや最新の製品情報については、A-decの正規販売代理店にご連絡ください。

本書に記載のすべての商標は、米国および諸外国におけるA-dec、その提携会社、およびそれらのサプライヤーの商標権の対象となります。



© 2021 A-dec Inc. All rights reserved.
85.0393.05/E-only/4-21/Rev C