

A-dec® 400

a dec®



5년간 보증이 제공됩니다.

# A-dec의 차별점

믿을 수 있는 A-dec 제품을 사용하면 일관성 있게 작업할 수 있으므로 가장 중요한 대상, 바로 환자에게 집중할 수 있습니다.

다운타임을 제거하십시오. 소유 비용을 낮게 유지하십시오. 오래 지속되는 성능을 기대하십시오.

다른 어떤 치과용 제조업체도 이처럼 많은 연구와 세심함을 제품의 설계와 제작, 지원에 투입하지 못합니다. 바로 이것이 전 세계 치과 의사, 치의학과 및 클리닉에서 A-dec을 선택하는 이유입니다.







# 접근성. 강력함. 스타일.

A-dec 400은 형태와 기능을 결합하여 매력적인 가격대로 복잡성을 줄이고 스타일을 높입니다. 환자의 편안함을 위해 구강에 대한 인체 공학적 접근을 희생시키지 않고 두 가지 모두를 얻을 수 있습니다.

또한 강력한 구성과 현대적인 스타일, 좌/우 다기능성을 추가할 경우 시중에서 이용할 수 있는 최고의 장기적 가치를 지닌 시스템을 얻게 됩니다.

A-dec 400은 치과 시스템 디자인에 대해 사려 깊게 접근한 제품입니다.



## 뛰어난 안정성을 경험해 보십시오.

스마트 엔지니어링. 피로를 경감하는 기능. 입증된 안정성. A-dec은 복잡하지 않고 혁신적인 디자인 철학을 우선으로 합니다. A-dec 400을 사용하면 편의성에 투자하는 것입니다. 해를 거듭하여 지속적으로 진료할 수 있습니다.

# 진정한 편안함

환자의 편안함이 불안을 줄이는 데 가장 중요합니다. A-dec 400 의자 디자인은 환자를 편안하게 해 줍니다.

**가상 피벗.** 의자의 움직임을 환자의 해부학적 구조 및 움직임과 동기화합니다.

**이중 조절형 머리 받침.** 최적의 환자 위치 조정을 위해 쉽게 조정할 수 있습니다.

**두가지 위치 팔걸이.** 환자가 쉽게 앉고 일어설 수 있도록 편안한 암/팔꿈치 서포트와 튼튼한 체중 지지 디자인을 결합했습니다.

**발판 틸트 디자인.** 환자가 무릎 아래쪽 다리를 편안하게 지탱할 수 있게 해 줍니다.

**풍성한 쿠션.** 매끈한 단일 스타일과 럭셔리 이중 스타일을 포함하며 두 가지 모두 다양한 디자인 색상으로 제공됩니다.















# 건강한 경력 생활 보장

생산성과 오랜 경력의 비결은 작업하는 동안 편안한 상태를 유지하는 것입니다. 바로 이 때문에 A-dec 400은 동선을 부드럽게 유지하고 인체 공학적으로 조절되도록 설계되었습니다.

**매우 얇고 구부러지는 등받이.** 환자가 이중 조절형 머리 받침에 기대어 편안히 쉬는 동안 머리 받침이 매우 얇은 형태로 되어 있어 무릎을 의자 아래로 넣고 최적의 상태로 환자에게 접근할 수 있습니다. 수년간의 경험을 토대로 설계된 이러한 조합은 구강에 대한 접근성을 개선하면서 위치 조정을 더욱 용이하게 만듭니다.

**낮은 베이스 다운 포인트.** 높이와 관계 없이 의사가 편안하게 작업할 수 있습니다.

**인체공학적 딜리버리 시스템 옵션.** 핸드피스와 부속물을 손에 닿는 거리에 두어 불필요한 동작 없이 집중력을 유지할 수 있습니다.





# A-dec 400의 다양한 활용성과 높은 신뢰성

모든 A-dec 제품과 마찬가지로 A-dec 400은 치과 진료 팀의 자유로운 접근과 탁월한 환자의 편안함, 믿을 수 있는 오랜 신뢰성을 제공하도록 설계되었습니다.

**높은 생산성을 위한 좌/우 다기능성.** 의사의 다양한 선호도를 수용하는 진정한 양손잡이 구성입니다. Radius형 딜리버리 및 서포트 모듈은 의자 주변을 신속하고 간편하게 회전하여 완벽한 좌우 호환성을 제공합니다.

**내부로부터 감염 제어.** 딜리버리 시스템의 중심은 환자 건강과 무고장 성능을 위해 설계된 컨트롤 블록입니다. 고여 있는 물이 최소화됩니다. 핸드피스를 활성화할 때마다 물이 순환합니다.

**독립식 급수관 유지 보수 시스템.** 악취와 불쾌한 맛, 기능 저하로부터 보호하기 위해 A-dec 튜빙은 항균성 AlphaSan®으로 만들어졌습니다. 또 2리터 병의 내부 픽업 튜브와 빠른 분리용 피팅은 제거와 교체를 용이하게 하는 동시에 교차 오염 가능성도 줄여줍니다.

## 모든 면에서 양손 사용 가능.

작업하고 싶은 방식으로 구성합니다. 딜리버리 시스템은 의자의 전면에서, 아니면 측면 또는 후면의 캐비닛이나 벽에서 장착할 수 있습니다. 또한 보조사용 기구를 좌측 또는 우측으로 전환할 수 있으며, 짧은 암 또는 긴 암과 함께 사용할 수 있습니다.







# 원활한 통합

A-dec 400 치과용 의자와 A-dec 300 딜리버리 시스템은 간편한 조작과 정통 스타일이 완벽하게 조합되어 제공됩니다. A-dec 300 딜리버리 시스템은 외부는 소형으로, 내부는 대형으로 설계되었습니다.

**간편하고 스마트한 컨트롤.** A-dec 300 디렉스형 터치패드 및 풋 컨트롤은 핸드피스, 통합형 액세서리, 치과용 의자 및 치과용 조명 기능을 보다 편리하게 제어할 수 있도록 합니다. 구강 내 카메라, 초음파 기구, 광증합기, 최대 2개의 전기 모터를 사전 설정할 수 있습니다.

**향후 업그레이드 가능.** 딜리버리 시스템 플랫폼으로 최신 임상 제품의 혁신 기능을 통합하여 미래의 기술을 도입할 수 있습니다.

**푸시 버튼 플렉스암 브레이크(특정 모델) 최적의 편의성과** 인체공학을 위해 원하는 높이에서 딜리버리 시스템 위치를 고정합니다.

## 완벽하게 들어맞는 딜리버리.

모든 핸드피스와 부속물을 원하는 바로 그곳에 두십시오. 딜리버리 시스템은 Continental형 또는 Traditional형으로 제공됩니다.



# A-dec 400 옵션

## 딜리버리 시스템

핸드피스 및 액세서리의 인체 공학적 딜리버리를 위한 네 가지 선택: A-dec 300 의자 장착 Traditional 및 Continental, A-dec 500 캐비닛 장착 12 o'clock duo 및 side 딜리버리 시스템.

## 치과용 라이트

A-dec300과 A-dec 500 LED는 그림자 없이 균형 잡힌 조도와 일관적인 라이트 패턴을 제공합니다. A-dec 라이트는 의자가 뒤로 넘어가면 자동으로 전원이 켜지고 의자가 앉기/일어서기 위치로 이동하면 전원이 꺼집니다.

## 의자 장착 보조사용 기구

터치패드가 통합된 짧은 암 및 긴 암 스타일로 사용할 수 있습니다. 단일 3단 또는 4단 홀더나 이중 2단 홀더 중에서 선택하십시오.

## 모니터 장착

이중 피벗 암은 미리 라우팅된 HDMI 및 전원 케이블을 포함합니다. 지지대 측면 모니터 장착은 앉은 자세와 누운 자세에서 볼 수 있도록 430° 회전하고 최대 85°까지 피벗합니다.

## 타구대

오염 방지 위생도기(융화소지)로 만들었습니다. 환자에게 더욱 가까이 다가가 진료할 수 있도록 ±90° 회전합니다. 일정 시간이 지정되는 컵 필 및 보울 린스 기능을 터치패드에서 프로그래밍할 수 있습니다.



## 단일 시트



여러분이 비치는 환경을 만드는 데 있어 가장 큰 영향을 끼치는 것은 바로 색상입니다. 그래서 A-dec에서는 다양한 범위의 색상과 선택 옵션을 제공하여 이중 또는 단일 시트를 조율할 수 있도록 합니다.



샘플 주문 웹 사이트:  
[a-dec.com/InspireMe](http://a-dec.com/InspireMe)

## 이중 시트



실제 색상은 다를 수 있습니다. 정확한 색상 샘플 및 최신 제품 정보를 얻으려면 해당 지역의 공식 A-dec 대리점에 문의하십시오.

# 사양

## A-dec 411 치과용 의자

리프트 높이 범위	13.75인치~31.5인치(349mm~800mm), 로우 포인트 14.75인치(375mm), 이중 장착 포함
최대 확장 시 총 길이	72인치(1829mm)
얇고 구부러지는 등받이	1인치(25mm)
의자 스위블	60°(중앙에서 좌우로 30°씩)
좌우 전환 가능	예
이중 조절형 글라이딩 머리 받침	예
통합형 300와트 전원 공급장치	예
핑거 팁 또는 풋 컨트롤	둘 다
구동 시스템	유압 드라이브(전기 기계 틸트, 유압 베이스)
쿠션시트 옵션	이중 또는 단일
모니터 장착 옵션	라이트, 모니터 암

## 딜리버리 시스템

	A-dec 500 12 o'clock	A-dec 500 Side	A-dec 300
컨트롤 블록	4단	4단	표준 3단, 4단(옵션)
좌우 전환	예	아니요	예
핸드피스 홀더 위치	4	4	4
브레이크 핸들	N/A	1	표준 1개(두 번째는 옵션)
디렉스형 터치패드 사용 가능 여부	예	예	예
쿼드 전압 구강 내 라이트 광원	표준	표준	옵션
풋 컨트롤	습식/건식(칩 블로어 또는 레버 포함)	습식/건식(칩 블로어 또는 레버 포함)	습식/건식, 습식/건식(칩 블로어 또는 레버 포함)
에어 브레이크가 있는 밸런스 플렉스암	N/A	예	예(A-dec 336 제외)
모델	A-dec 541 12 o'clock duo	A-dec 542 side	에어 브레이크가 있는 밸런스 플렉스암 A-dec 333 - Continental Radius 장착 A-dec 335 - Continental Support 장착 A-dec 332 - Traditional Radius 장착 A-dec 334 - Traditional Support 장착 수동 높이 조정 A-dec 336 - Traditional Radius 장착





# 성공을 위한 파트너



A-dec을 통해 진료 생활의 파트너를 얻으십시오. Oregon, Newberg의 본사에서 전 세계 100개가 넘는 국가의 글로벌 사무실과 전문 딜러 네트워크를 지원합니다.

**A-dec의 차별점을 발견하십시오.** [a-dec.com/TheDifference](http://a-dec.com/TheDifference)를 방문하여 A-dec 솔루션이 안정적이고 장기적인 투자를 보장하는 비결을 상세히 알아보십시오.



## A-dec 본사

2601 Crestview Drive  
Newberg, Oregon 97132 미국  
전화: 1.800.547.1883 (미국/캐나다)  
전화: +1.503.538.7478 (미국/캐나다 외 지역)  
팩스: +1.503.538.0276  
[a-dec.com](http://a-dec.com)

## A-dec 호주

전화: 1.800.225.010 호주 내 지역  
전화: +61.(0)2.8332.4000 호주 외 지역

## A-dec China

전화: 400.600.5434 중국 내 지역  
전화: +86.571.89026088 중국 외 지역

## A-dec 영국

전화: 0800.233285 영국 내 지역  
전화: +44.(0).24.7635.0901 영국 외 지역



본 브로셔의 색상 및 제품은 실제 상품과 다를 수 있으며 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다. 정확한 색상 샘플 및 최신 제품 정보를 얻으려면 해당 지역의 공식 A-dec 대리점에 문의하십시오.

본 문서의 모든 상표에는 미국 및 해외에서 A-dec, 그 계열사 및 공동 공급업체의 상표권이 적용됩니다.

© 2021 A-dec Inc. 판권 소유.  
85.0393.09/E-only/4-21/Rev B