


Strefy funkcyjne

Fotele A-dec 500



Strefy o unikalnej charakterystyce

Dynamiczny system siedziska fotela A-dec 500 to elastyczna, dopasowująca się do kształtów ciała konstrukcja. Dzięki wydzieleniu czterech stref o unikalnej charakterystyce siedzisko umożliwia swobodny przepływ krwi do nóg, podtrzymując lędźwiowy odcinek kręgosłupa w sposób zapewniający przyjęcie właściwej, zdrowej pozycji tułowia przez cały dzień.

Strefa 1 | Elastyczne sprężyny siedziska

Elastyczne sprężyny zapewniają pionowe podparcie dla kości miednicy, jednocześnie uginając się i dostosowując do zmiany pozycji ciała w ciągu dnia. Pianka termoelastyczna i miękka tapicerka stanowią dodatkową warstwę zwiększającą wygodę użytkownika.

Strefa 2 | Podparcie ud

Większość foteli ma sztywną konstrukcję utrudniającą przepływ krwi do nóg i stóp. Strefa 2 zapewnia dodatkowe, miękkie podparcie, minimalizując jednocześnie ograniczanie przepływu krwi i maksymalizując komfort użytkownika.

Strefa 3 | Łęk zapobiegający zsunięciu się

Umieszczenie bioder powyżej kolan w komfortowym przodopochyleniu miednicy (prawidłowa postawa ciała) zapewnia zdrową, zrównoważoną pozycję odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Umieszczony z przodu łęk zabezpiecza przed zsunieniem się przez cały dzień pracy.

Strefa 4 | Krawędź zewnętrzna o budowie strukturalnej

Trzy warstwy izolacyjne i dwie warstwy gładkie tworzą warstwę pośrednią przylegającą do spodniej warstwy dynamicznego systemu siedziska. Zapewnia to właściwe podparcie dla tkanek miękkich, gwarantując użytkownikowi całodzienny komfort bez lokalnych punktów ucisku.

a dec
reliablecreativesolutions™

©2015 A-dec Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
85.0780.18 Rev A