


Propozycje A-dec®

Zawsze właściwe rozwiązanie

a-dec®

Każdy znajdzie sprzęt A-dec dla siebie.

A-dec współpracuje ze społecznością stomatologów od dziesięcioleci, dzięki czemu nasz sprzęt jest zaprojektowany zgodnie z życzeniami lekarza. I choć nie trzeba trzymać w gabinecie fotela, który ma 20 lat, sprzęt A-dec nierzadko przechodzi z pokolenia na pokolenie. Bez względu na wybrany fotel, lekarz ma spokój ducha, wiedząc, że tworzymy sprzęt tak, jakby od tego zależała nasza reputacja. Bo tak właśnie jest.



A-dec 500 Optymalny dostęp. Elastyczna integracja. Inteligentne sterowanie. A-dec 500 to inteligentna prostota, niezawodność działania oraz komfort dla pacjenta.



A-dec 400 Elegancki wygląd, wygoda pacjenta i swobodny dostęp zespołu dentystycznego do pola zabiegowego oraz solidność i niezawodność działania.



A-dec 300 Stylowy i kompaktowy. Model A-dec 300 łączy w sobie solidną konstrukcję, doskonały dostęp i minimalne wymagania konserwacyjne.



A-dec 200 Stanowi element korzystnego cenowo zestawu z funkcjami ułatwiającymi dostęp do pola zabiegowego i zwiększającymi komfort pracy.

Fotel	A-dec 500	A-dec 400	A-dec 300	A-dec 200
Ultra miękki start/stop dzięki napędowi hydraulicznemu	•			(bez funkcji miękkiego start/stop)
Napęd hybrydowy (hydrauliczny siedziska i elektryczny oparcia)		•	•	
Obrót (30° względem podstawy)	•	•		
Wirtualna oś obrotu zwiększająca komfort pacjenta	•	•	•	
Cienkie oparcie fotela (32 mm)	•	•	•	
Zagłówek z podwójną regulacją i funkcją ruchu tapicerki wraz z głową pacjenta	Dźwignia zwalniająca	Blokada obrotowa lub dźwignia zwalniająca	Blokada obrotowa	Blokada obrotowa (bez funkcji ruchu tapicerki wraz z głową pacjenta)
Wielopozycyjne ustawienia podłokietników	2	2	2	2
Najniższe położenie fotela	343 mm	349 mm	349 mm	381 mm
Najwyższe położenie fotela	800 mm*	800 mm	800 mm	737 mm
Wbudowany zasilacz 300 W	•	•	•	•
Obciążenie znamionowe	227 kg.	181 kg.	181 kg.	181 kg.
Do wyboru tapicerka szwowa lub bezszwowa	•	•	•	Tylko bezszwowa
Konsoleta				
Konsoleta	A-dec 500	A-dec 300	A-dec 300	A-dec 300, A-dec 200
Czteropozycyjny blok sterowania końcówkami	Standard	Opcja	Opcja	Standard
Trójpozycyjny blok sterowania końcówkami	—	Standard	Standard	—
Pozycje uchwytu	6	5	5	5
Integracja z urządzeniami klinicznymi	5	2	2	Tak
Panel sterowania Deluxe plus	•			
Wybór programowalnego panelu sterowania standardowego lub Deluxe		•	•	•
Blok opcjonalny	A-dec 400	A-dec 400, A-dec 300	A-dec 400, A-dec 300	A-dec 200
System zamkniętego obiegu wody z butelką o pojemności 2 l z szybkozłączką	•	•	•	(bez szybkozłączki)
Miejsce na separator amalgamatu	•	•	•	•
Obracana spluwaczka	•	(nie w przypadku mocowanej na stałe spluwaczki szklanej)	(nie w przypadku mocowanej na stałe spluwaczki szklanej)	•
Programowanie czasu płukania kubka i miski	•	•	•	•
Lampa główna	A-dec 500 LED	A-dec 500 LED, A-dec 300 LED	A-dec 500 LED, A-dec 300 LED	A-dec 200, A-dec 500 LED, A-dec 300 LED

*Przy użyciu maksymalnego górnego limitu. Fabrycznie ustawiony jest górny limit równy 737 mm.



A-dec na świecie

Firma A-dec jest partnerem stomatologów w ciągu całego okresu działalności gabinetu. Oprócz siedziby głównej w Newberg w stanie Oregon w USA, firma A-dec ma rozległą sieć oddziałów i zaangażowanych sprzedawców w ponad 100 krajach na całym świecie.

Odkryj, co wyróżnia A-dec. Odwiedź stronę a-dec.com/TheDifference, aby przekonać się, dlaczego każdy szczegół rozwiązań A-dec zapewnia trwałość i niezawodność zakupionego sprzętu.



Siedziba firmy A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Tel.: 1 800 547 1883 w USA i Kanadzie
Tel.: +1 503 538 7478 spoza
USA i Kanady
Faks: +1 503 538 0276
a-dec.com

A-dec Australia

Tel.: 1 800 225 010 w Australii
Tel.: +61 (0) 2 8332 4000 spoza Australii

A-dec Chiny

Tel.: 400 600 5434 w Chinach
Tel.: +86 571 89026088 spoza Chin

A-dec Wielka Brytania

Tel.: 0800 233285 w Wielkiej Brytanii
Tel.: +44 (0) 24 7635 0901 spoza Wielkiej Brytanii



Niektóre symbole znajdujące się na panelu sterowania są własnością firmy A-dec Inc. Jakiegokolwiek użycie tych symboli, w części lub w całości, bez jednoznacznej pisemnej zgody firmy A-dec Inc. jest surowo zabronione.

Kolory i produkty przedstawione w niniejszej broszurze mogą różnić się od rzeczywistych i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z próbkami kolorów i najnowszymi informacjami na temat produktów można zapoznać się u autoryzowanego dystrybutora firmy A-dec.

©2022 A-dec Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
85.0394.18/E-only/11-21(2-22)/Rev C2