

A-dec®の選択肢


最適なソリューションは？



a dec®

どなたにも 最適なA-decが あります。

A-decは何十年にもわたり、歯科医療界の皆様と協力し、当社の機器が皆様の作業方法に合わせて確実に機能するよう設計・改良を重ねてまいりました。一般的には治療室で同じチェアを20年以上使用されることはないかもしれませんが、A-decの場合は世代から世代へと受け継がれることも少なくありません。当社のチェアなら、どれを選ばれても、評判どおりに作り上げられたものを安心してご使用いただけます。



A-dec 500 最適なアクセス。柔軟な統合。インテリジェントな制御。
A-dec 500は、考えぬかれたシンプルさと安心感を治療室に、また、より高い快適さを患者さんにお届けします。



A-dec 400 洗練されたデザイン、患者さんの快適さ、術者の利便性を
実現するとともに、耐久性と信頼性を備えています。



A-dec 300 スタイリッシュでコンパクト。A-dec 300は、堅牢な設計、
患者さんへの近接性、メンテナンスの容易さという利点を備えています。



A-dec 200 患者さんへの近接性と快適性を向上させるさまざまな機
能を備えた、包括的なシステムのためのものです。そのすべてをベーシッ
ク価格で。

チェア	A-dec 500	A-dec 400	A-dec 300	A-dec 200
ウルトラソフトスタート/ストップ油圧ドライブ	•			(ソフトスタート/ストップなし)
ハイブリッド駆動(油圧ベースプレート/電動傾斜)		•	•	
旋回(中心から両側に30°)	•	•		
患者をより快適にする仮想ピボット	•	•	•	
薄型の背板(32mm)	•	•	•	
二重接続型グライドヘッドレスト	レバーリリース	ロックノブまたはレバーリリース	ロックノブ	ロックノブ(グライドなし)
複数位置に設定できるアームレスト	2	2	2	2
チェアの最低位置	343mm	349mm	349mm	381mm
チェアの最高位置	800mm*	800mm	800mm	737mm
内蔵300W電源	•	•	•	•
定格荷重	227kg	181kg	181kg	181kg
縫い目のある/ないタイプの座面選択	•	•	•	縫い目のないタイプのみ
デリバリーシステム				
デリバリーシステム	A-dec 500	A-dec 300	A-dec 300	A-dec 300、A-dec 200
位置が4つあるコントロールブロック	標準	オプション	オプション	標準
位置が3つあるコントロールブロック	—	標準	標準	—
ホルダーのポジション数	6	5	5	5
歯科医療機器の統合	5	2	2	あり
Deluxe Plusタッチパッド	•			
プログラム可能な標準タッチパッドまたはデラックスタッチパッドの選択が可能		•	•	•
サポートセンター	A-dec 400	A-dec 400、A-dec 300	A-dec 400、A-dec 300	A-dec 200
クイックディスコネクト2リットルボトル付き内蔵型給水システム	•	•	•	(クイックディスコネクトなし)
アマルガム分離器の収容	•	•	•	•
スピットン旋回	•	(固定ガラススピットン上では旋回せず)	(固定ガラススピットン上では旋回せず)	•
タイミングをプログラム可能なコップとボウル	•	•	•	•
歯科用ライト	A-dec 500 LED	A-dec 500 LED、A-dec 300 LED	A-dec 500 LED、A-dec 300 LED	A-dec 200、A-dec 500 LED、A-dec 300 LED

*最大条件値を使用。工場出荷時の最大値は737mm。



世界のA-dec

A-decを使用すると、生涯の治療のパートナーが得られます。オレゴン州ニューバーグの本社から世界中のオフィスを支援しており、専門ディーラーのネットワークは世界100カ国以上に広がっています。

A-decの優位性：a-dec.com/ja/TheDifferenceをご覧ください。A-decソリューションの細部へのこだわりにより、信頼と長期的な価値を提供しています。



A-dec本社

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
電話：1.800.547.1883 米国/カナダ国内
電話：1.503.538.7478 米国/カナダ国外
ファックス：+1.503.538.0276
a-dec.com

A-decオーストラリア

電話：1.800.225.010 オーストラリア国内
電話：+61.(0)2.8332.4000 オーストラリア国外

A-dec中国

電話：400.600.5434 中国国内
電話：+86.571.89026088 中国国外

A-decイギリス

電話：0800.233285 イギリス国内
電話：+44.(0).24.7635.0901 イギリス国外



タッチパッドの記号には、A-dec Inc.の専売情報であるものがあります。これらの記号の使用は、その全体または一部であっても、A-dec Inc.から明示的な書面による許可を得ない限り、固く禁じられています。

ここに表示されている製品の色や形態は実際の素材とは異なることがあり、また予告なく変更される場合があります。正確な色サンプルや最新の製品情報については、A-decの正規販売代理店にご連絡ください。

©2022 A-dec Inc. 無断複写・複製・転載を禁ず。
85.0394.05/E-only/11-21(2-22)/Rev C2