

A-dec®-Optionen

Die passende Lösung.


Auswahlmöglichkeiten



a dec®

Für jeden der passende A-dec.

Durch jahrzehntelange Zusammenarbeit mit Zahnspezialisten stellt A-dec sicher, dass unsere Ausstattung Ihrer Arbeitsweise entspricht. Auch wenn kein Behandlungsstuhl in Ihrem Behandlungsraum älter als 20 Jahre ist: Die Ausstattung von A-dec überdauert in der Regel Generationen. Für welchen Behandlungsstuhl Sie sich auch entscheiden, Sie können sich sicher sein, dass wir für unsere Ausrüstung mit unserem Namen stehen. Garantiert.



A-dec 500 Optimaler Zugang. Flexible Integration. Intelligente Kontrolle. Mit dem A-dec 500 ziehen raffinierte Einfachheit, garantierte Sorgenfreiheit und höchster Patientenkomfort in Ihren Behandlungsraum ein.



A-dec 400 Schlankes Design, Patientenkomfort und uneingeschränkter Zugang kombiniert mit zuverlässiger Leistung.



A-dec 300 Elegant und kompakt. Der A-dec 300 verbindet ein stabiles Design mit hervorragender Patientenzugänglichkeit und minimaler Wartung.



A-dec 200 Teil eines ganzen Systems und ausgestattet mit Funktionen für bessere Zugänglichkeit und mehr Komfort – alles zu einem hervorragenden Preis.

Behandlungsstuhl	A-dec 500	A-dec 400	A-dec 300	A-dec 200
Hydraulikantrieb mit ultra-sanftem Start-/Stoppmechanismus	•			(ohne sanften Start-/Stoppmechanismus)
Hydraulikantrieb (hydr. Sockel/elektr.-mech. Kippbewegung)		•	•	
Drehung (30° nach rechts und links)	•	•		
Spannergelenk für zusätzlichen Patientenkomfort	•	•	•	
Dünne Rückenlehne 32 mm	•	•	•	
Gleitende Kopfstütze mit Doppelgelenk	Entriegelungshebel	Verriegelungsknopf oder Entriegelungshebel	Verriegelungsknopf	Verriegelungsknopf (ohne Gleitfunktion)
Armstütze mit mehreren Positionen	2	2	2	2
Niedrigste Position des Behandlungsstuhls	343 mm	349 mm	349 mm	381 mm
Höchste Position des Behandlungsstuhls	800 mm*	800 mm	800 mm	737 mm
Integrierte 300-Watt-Stromversorgung	•	•	•	•
Zulässige Tragzahl	227 kg	181 kg	181 kg	181 kg
Wahlweise mit genähter oder geformter Polsterung	•	•	•	Nur als geformte Polsterung erhältlich

Zahnarztelement	A-dec 500	A-dec 400	A-dec 300	A-dec 200
Zahnarztelement	A-dec 500	A-dec 400	A-dec 300	A-dec 300, A-dec 200
Steuerblock mit vier Positionseinstellungen	Standard	Standard	Optional	Standard
Steuerblock mit drei Positionseinstellungen	—	Standard	Standard	—
Halterpositionen	6	5	5	5
Integration klinischer Geräte	5	2	2	Ja
Deluxe Plus-Touchpad	•			
Wahlweise mit Standard- oder Deluxe-Touchpad		•	•	•
Zusatzkonsole	A-dec 400	A-dec 400, A-dec 300	A-dec 400, A-dec 300	A-dec 200
Geschlossene Wasserversorgung mit 2-Liter-Schnelltrennflasche	•	•	•	(ohne Schnelltrennflasche)
Ablage für Amalgamabscheider	•	•	•	•
Speibecken mit Drehfunktion	•	(für das feste Glasspeibecken nicht vorhanden)	(für das feste Glasspeibecken nicht vorhanden)	•
Programmierung der Dauer der Spülbecher- und Speibeckenfunktionen	•	•	•	•
OP-Lampe	A-dec 500 LED	A-dec 500 LED, A-dec 300 LED	A-dec 500 LED, A-dec 300 LED	A-dec 200, A-dec 500 LED, A-dec 300 LED

*Bei maximaler Obergrenze. Die ab Werk eingestellte Obergrenze beträgt 737 mm.



A-dec weltweit

Mit A-dec gewinnen Sie einen langjährigen Partner für Ihre Praxis. Von seinem Hauptsitz in Newberg, Oregon (USA), unterstützt A-dec seine weltweiten Niederlassungen sowie ein Netzwerk an engagierten Händlern in über 100 Ländern weltweit.

Entdecken Sie das Besondere an A-dec. Unter a-dec.com/TheDifference erfahren Sie, welche Komponenten eine A-dec-Lösung zu einer zuverlässigen und nachhaltigen Investition machen.



Hauptsitz von A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Tel.: 1.800.547.1883 innerhalb
der USA/Kanadas
Tel.: +1.503.538.7478 außerhalb
der USA/Kanadas
Fax: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australien

Tel.: 1.800.225.010 innerhalb Australiens
Tel.: +61 (0)2 8332 4000 außerhalb von Australien

A-dec China

Tel.: 400 600 5434 innerhalb von China
Tel.: +86 571 89026088 außerhalb von China

A-dec Großbritannien

Tel.: 0800 233285 innerhalb von GB
Tel.: +44 (0) 24 7635 0901 außerhalb von GB



Bestimmte Touchpad-Symbole sind Eigentum von A-dec Inc. Die Verwendung dieser Symbole, sei es als Ganzes oder zum Teil, ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von A-dec Inc. ist streng untersagt.

Die Farben und Produkte in dieser Informationsbroschüre können von den tatsächlichen Farben und Materialien abweichen und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Exakte Farbmuster und die neuesten Produktinformationen erhalten Sie von Ihrem A-dec-Vertragshändler.

©2022 A-dec Inc. Alle Rechte vorbehalten.
85.0394.03/E-only/11-21(2-22)/Rev C2