

A-dec® Seçenekleri


Size En Uygun Olan Çözüm Hangisi?

Seçenekler

a dec®

Herkes için bir A-dec var.

Dış hekimliği dünyasıyla onlarca yıldır iş birliği içinde çalışan A-dec, ekipmanlarını size en uygun olacak şekilde tasarlar. 20 yıllık koltukların hala muayenehanenizde olacağını düşünmek başta tuhaf gelse de A-dec ekipmanlarının nesilden nesle aktarılması sıklıkla görülen bir durumdur. Hangi koltuğu seçerseniz seçin, ekipmanlarımızı marka saygınlığımızın bilincinde olarak ürettiğimizi bilmenin rahatlığını yaşayacaksınız. Çünkü saygınlığımız kalitemize bağlıdır.



A-dec 500 Optimum erişim. Esnek entegrasyon. Akıllı kontrol.

A-dec 500 akılcı sadeliği ve mutlak iç rahatlığını muayenehanenize taşıırken hastalarınıza üstün konfor sunar.



A-dec 400 Modern tasarım, hasta konforu, dental ekibiniz için rahat erişim imkânı ve dayanıklı, güçlü performans.



A-dec 300 Şık ve kompakt. A-dec 300 dayanıklı tasarımı, mükemmel erişimi ve asgari düzeyde bakımı bir arada sunar.



A-dec 200 Daha fazla erişim ve konfor sağlayan özelliklerle donatılmış eksiksiz bir sistemin parçası, size değer kazandırır.

Koltuk	A-dec 500	A-dec 400	A-dec 300	A-dec 200
Ultra yumuşak başlangıç/duruş hidrolik sistem	•			(yumuşak başlangıç/duruş olmadan)
Hibrit sistem (hidrolik taban/elektrikli eğim)		•	•	
Dönüş (merkezden her iki yana 30°)	•	•		
Üstün hasta konforu için sanal eksen	•	•	•	
İnce sırtlık 32 mm	•	•	•	
Çift eklemli kayan tetiyer	Serbest bırakma kolu	Kilit kulpu veya Serbest bırakma kolu	Kilit kulpu	Kilit kulpu (kaymayan)
Birden fazla konumlu kolçak ayarları	2	2	2	2
En alçak konumda koltuğun yüksekliği	343 mm	349 mm	349 mm	381 mm
En yüksek konumda koltuğun yüksekliği	800 mm*	800 mm	800 mm	737 mm
Entegre 300 watt güç kaynağı	•	•	•	•
Yük sınıflandırması	227 kg.	181 kg.	181 kg.	181 kg.
Dikişli veya dikişsiz döşeme seçenekleri	•	•	•	Yalnızca dikişsiz
Tablet Sistemi				
Tablet sistemi	A-dec 500	A-dec 300	A-dec 300	A-dec 300, A-dec 200
Dört konumlu kumanda bloğu	Standart	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı	Standart
Üç konumlu kumanda bloğu	—	Standart	Standart	—
Tutucu konumları	6	5	5	5
Klinik cihaz entegrasyonu	5	2	2	Evet
Deluxe plus dokunmatik panel	•			
Programlanabilir standart veya deluxe dokunmatik panel seçeneği		•	•	•
Destek merkezi	A-dec 400	A-dec 400, A-dec 300	A-dec 400, A-dec 300	A-dec 200
Hızlı çıkan 2 litrelik şişeye sahip bağımsız su sistemi	•	•	•	(hızlı çıkarma yok)
Amalgam ayırıcı için yer sağlar	•	•	•	•
Döner kreşuar	•	(sabit cam kreşuarda bulunmaz)	(sabit cam kreşuarda bulunmaz)	•
Bardak ve kreşuar için programlanabilir zamanlama	•	•	•	•
Dental ışık	A-dec 500 LED	A-dec 500 LED, A-dec 300 LED	A-dec 500 LED, A-dec 300 LED	A-dec 200, A-dec 500 LED, A-dec 300 LED

*Maksimum üst limit kullanılarak. Fabrika ayarlı üst limit 737 mm'dir.



Dünya Geneline A-dec

A-dec ürünlerini kullanmak, çalışma hayatınız boyunca sürecek bir ortaklık demektir. Newberg, Oregon, ABD'de bulunan genel merkezimizden, dünya genelinde 100'den fazla ülkede yer alan yetkili satıcı ağına ve global ofislere destek sağlıyoruz.

A-dec Farkını Keşfedin. Her A-dec çözümünün ardındaki ayrıntıların güvenilir ve kalıcı bir yatırımı nasıl garantilediğini görmek için a-dec.com/TheDifference adresini ziyaret edin.



A-dec Merkez Ofisi

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 ABD
Tel: 1.800.547.1883 ABD/Kanada
içinden
Tel: +1.503.538.7478 ABD/Kanada
dışından
Faks: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Avustralya

Tel: 1.800.225.010 Avustralya içinden
Tel: +61.(0)2.8332.4000 Avustralya dışından

A-dec Çin

Tel: 400.600.5434 Çin içinden
Tel: +86.571.89026088 Çin dışından

A-dec Birleşik Krallık

Tel: 0800.233285 Birleşik Krallık içinden
Tel: +44.(0).24.7635.0901 Birleşik Krallık dışından



Bazı dokunmatik panel simgeleri A-dec Inc. şirketinin mülkiyetindedir. Bu simgelerin A-dec Inc. şirketinin açık ve yazılı onayı olmadan tamamen veya kısmen kullanılması kesinlikle yasaktır.

Gösterilen renkler ve ürünler asıl malzemelerden farklılık gösterebilir ve önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Doğru renk örnekleri ve en güncel ürün bilgileri için lütfen yetkili A-dec bayinize başvurun.

©2022 A-dec Inc. Tüm hakları saklıdır.
85.0394.15/E-only/11-21(2-22)/Rev C2