

A-dec® 座椅
具有卓越功能的座椅



a dec®

A-dec 500 功能座椅。

为牙医团队提供至尊的舒适体验

当您能够舒适地工作时，您就可以为患者提供最佳的治疗体验。现在，借助独特且符合人机工程学的座椅设备，您完全可以做到这一点。A-dec 500。

经过多年的研究，我们对创新的 A-dec 500 座椅进行了巧妙地设计，可为您提供极致的舒适体验并帮助您全身心地投入工作。






助您保持健康坐姿的座椅。

A-dec 500 座椅经过专门设计，可全方位地提供支撑并随您的身体转动。以动态座椅为例。从悬挂支架到灵活且贴合身体线条的各种材料，所有的一切都只为实现一个目的：为您提供舒适和支撑。通过便捷易用的踏板，您可以进行自定义调节，从而一整天都保持符合人机工程学的健康坐姿。

健康坐姿



针对您在人机工程学方面的需求，我们提供的解决方案是首先调整您的坐姿，以避免您的 C 形脊柱受到损伤。我们将此健康坐姿简称为“运动姿态”。当您以臀部高于膝盖的姿势坐下，同时略微抬升椅背使身体前倾时，您的脊柱便可保持健康的 S 形。通过使用动态座椅，您不仅可以体验极致的舒适，还可享受更强的功能。

可调节的四个点



正确的坐姿可减轻对关节和脊柱的压迫，同时改善脚部和四肢的血液循环。A-dec 500 座椅对踏板进行了编号，根据这些编号操作，您可以全天轻松地进行更多自定义调节（这在有多个用户时尤其有用）。

动态座椅系统



这款灵活的座椅包含三层材料，可在您每次转动和移动时为您提供舒适支撑：

1. 泡沫衬垫（顶层）- 确保舒适的最后一层材料。
2. 舒适且有弹性的垫板（中层）- 分成四个功能区域，形成一个身体支撑面。
3. 弹性支架（底层）- 支持大幅度的移动。

A-dec 500 座椅

动态支撑

功能丰富的 A-dec 500 座椅采用动态的座椅系统，并且附带了可完美贴合身体曲线的独特功能区。当您转动、倚靠和工作时，这些功能区将协同工作以持续为您提供支撑。诸如流线型椅背等其他功能可为您的脊柱提供服帖地撑托，从而为您带来极致的舒适感。通过使用 A-dec 的符合人机工学的座椅设备，您可以专注于最重要的事情 - 您的患者。

	牙医座椅 A-dec 521	牙医助理座椅 A-dec 522
动态座椅系统	•	•
超静音的脚轮	•	•
流线型椅背	•	可选购
座椅倾斜度调节	•	仅在可选购的椅背中提供
滑出式扶手	可选购	
可调节高度的脚踏圆环		•
脚踏底座		可选购




A-dec 521
牙医座椅



超静音的脚轮
经过了专门设计，在地毯和硬质地板上均可平稳安静地移动。



调节控制
您可以轻松地使用已编号的踏板，快速地进行调节和清洁操作。



椅背高度控制
便捷易用的下压式按钮使您单手即可进行调节。

A-dec 521 牙医座椅 获取最佳高度

要选择最佳座椅高度，您需要先测量自己臀部与双脚之间的高度。

如果测量结果大于 86.36 厘米，请选择较高的液压缸。
如果测量结果小于 86.36 厘米，请选择较短的液压缸。



A-dec 522 牙医助理座椅，附带可选购的脚踏基座和椅背



A-dec 521 牙医座椅，附带可选购的滑出式扶手



A-dec 500 座椅 选件和附件

可选购的滑出式扶手

通过对宽度、高度和旋转度这三项进行调节，您可以获得更舒适的支撑和更大的灵活性。

- 当您在进行口腔内操作时，可将双臂置于扶手之上
- 可轻松地滑开扶手
- 可调节扶手的高度



可选购的脚踏基座

将替换脚踏圆环，以便更科学地将您的身体重量从座椅转移到脚部，进而帮助您实现“运动姿态”。

A-dec 400 座椅

超长耐用性

您理应享受座椅带来的持久舒适度。多年来，我们的耐用型座椅设备帮助了许多牙科从业人员，让他们能够以健康的姿势坐在座椅上。诸如按人体解剖曲线轮廓设计的椅背、可调节的躯干靠栏、弧式座椅边缘以及符合人机工程学的倾斜度等功能，可有效地减轻圆盘施加的压力并缓解肌肉疲劳。

缝制皮垫或无缝皮垫的颜色五彩缤纷，总有一款适合您的办公室。在下次选购座椅时选择 A-dec — 我们会随时为您提供服务。

	A-dec 421 牙医座椅	A-dec 422 牙医助理座椅
流线型椅背	•	
流线型座椅	•	•
符合人机工程学的倾斜度	•	
可调节的躯干靠栏		•
易于使用的调节操纵杆	•	•
可调节高度的脚踏圆环		•

注意：A-dec 400 座椅未配备动态座椅系统，该系统是 A-dec 500 座椅系列中的标准座椅系统。

A-dec 422 牙医助理座椅

A-dec 421 牙医座椅



A-dec 421 牙医座椅 获取最佳高度

要选择最佳座椅高度，您需要先测量自己臀部与双脚之间的高度。

如果测量结果大于 81.28 厘米，请选择较高的液压缸。
如果测量结果小于 81.28 厘米，请选择较短的液压缸。



皮垫和颜色选项

五彩缤纷的颜色

用颜色装饰您的办公室，使其真实展现您的个性。对于 A-dec 421 和 A-dec 422，您可以从各种颜色的无缝皮垫或缝制皮垫中进行选择。对于 A-dec 521 和 A-dec 522，仅提供缝制皮垫选项。通过访问 a-dec.com/InspireMe，获取一些灵感。


缝制皮垫 (适用于A-dec 500和A-dec 400座椅)



无缝皮垫 (适用于A-dec 400座椅)



订购您的实样，网址为
a-dec.com/Color



实际颜色可能不同。请与A-dec授权的当地经销商联系，以便了解实样的颜色以及产品的最新信息。



A-dec 总部

克雷斯特维街 2601 号
美国俄勒冈州纽伯格, 邮编 : 97132
电话 : 1.800.547.1883 美国 / 加拿大境内
电话 : +1.503.538.7478 美国 / 加拿大境外
传真 : +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec 澳大利亚分公司

电话 : 1.800.225.010 澳大利亚境内
电话 : +61.(0)2.8332.4000 澳大利亚境外

A-dec 中国

电话 : 400.600.5434 中国境内
电话 : +86.571.89026088 中国境外

A-dec 英国分公司

电话 : 0800.233285 英国境内
电话 : +44.(0).24.7635.0901 英国境外



若要了解有关A-dec符合人机工程学的座椅的详细信息,或需要了解关于人机工程学评估的补充说明,请访问a-dec.com/500stools。

所示的颜色和产品可能会与实际材料稍有不同;并且可能会随时更改,恕不另行通知。有关实际颜色的样品和最新的产品信息,请与您所在地区获授权的 A-dec 经销商联系。

©2023 A-dec, Inc. 保留所有权利。
85.6072.06/BB/1M/11-21(2-23)/Rev D2