

Actualización del indicador LED



 a|dec®

Actualícese a la brillantez

Brillante, blanco y real. Ahora, reemplazar su portalámparas A-dec actual por el nuevo indicador LED de A-dec es rápido, fácil y totalmente libre de riesgos. Actualícese y obtenga un 25 % más de iluminación al mismo tiempo que consume un quinto de la energía necesaria para las bombillas halógenas.



Incremente el confort y el rendimiento, y reduzca el costo de propiedad.

- Vea cada color con precisión para realizar diagnósticos de tejidos más precisos.
- Obtenga una sorprendente lámpara blanca con un índice de conversión de color de 94 a 5.000K.
- Reduzca las sombras, mejore el contraste sin manchas en los ojos.
- Optimice la disposición ergonómica de todo el equipo dental.
- Obtenga la posición que desee con tres ejes de rotación y 540° de movimiento horizontal.
- Ilumine sin curaciones gracias al modo de seguridad para curas a 23.000 lux.
- Disminuya los costos energéticos un 80 % y no vuelva a reemplazar una bombilla nunca más.
- Trate a los pacientes con comodidad, sin irradiar calor ni ruido.

¿Reúno los requisitos para completar la actualización? Siempre que cuente con un brazo flexible en funcionamiento, colocado en una lámpara A-dec fabricada después de 1993, puede completar la actualización y obtener el indicador LED A-dec.*

¿Mi nuevo indicador LED será compatible con el panel táctil A-dec? Sí. Los paneles táctiles A-dec que utilizan un sistema de comunicación de datos (DCS) le dan la posibilidad de operar la luz con el panel táctil o el interruptor local. Con el DCS de A-dec, podrá encender y apagar la luz, seleccionar entre tres intensidades y activar el modo de seguridad para curas, además de admitir el encendido y el apagado automáticos entre las opciones predeterminadas de la silla. Sin DCS, su nueva luz indicadora LED tendrá un control similar pero solamente a través del interruptor local.

¿Cómo puedo obtener más información? Visite a-dec.com/LED o comuníquese con su distribuidor autorizado de A-dec.

Información de pedido

Descripción	Número de pieza
Actualización del portalámparas LED A-dec en White	28.1924.00
Actualización del portalámparas LED A-dec en Surf	28.1925.00

* Existen excepciones de compatibilidad para la luz A-dec Performer y algunas luces A-dec 300. Para obtener más información, consulte a su distribuidor autorizado de A-dec o comuníquese con un representante de Servicio al cliente de A-dec.



Oficinas centrales de A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 EE. UU.
Tel: 1.800.547.1883 en EE. UU./Canadá
Tel: +1.503.538.7478 fuera de EE. UU./Canadá
Fax: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australia

Tel: 1.800.225.010 dentro de Australia
Tel: +61 (0)2 8332 4000 fuera de Australia

A-dec China

Tel: 400.600.5434 dentro de China
Tel: +86.571.89026088 fuera de China

A-dec Reino Unido

Tel: 0800 233285 dentro del Reino Unido
Tel: +44 (0) 24 7635 0901 fuera del Reino Unido