

Педальный переключатель с рычагом A-dec



Представьте себе, что это функция круиз-контроля. После установки желаемой скорости стопы можно расслабить. В вашем распоряжении остается полная функциональность, но при этом управление возможно в более расслабленном положении.

Сэм Земке, старший менеджер по выпускаемой продукции

Педальный переключатель с рычагом A-dec

Перемещение стопы в небольшом естественном диапазоне обеспечивает точность модуляции скорости электромотора наконечника. А как только будет достигнута желаемая скорость, вы сможете поставить стопу на пол и продолжить работу в более расслабленном положении. Новейший педальный переключатель A-dec оснащен рычагом с прямым перемещением влево или вправо, что позволяет интуитивно переключаться между влажным и сухим сверлением, продолжая наблюдать за пациентом.



Преимущества

- Точная модуляция и управление скоростью электромотора наконечника.
- Возможность сделать перерыв во время работы стопой, что позволяет расслабить стопу и ногу по всей длине.
- Интуитивное переключение между влажным/сухим режимом за счет перемещения рычага из стороны в сторону, а также кнопка «Сдвиг осколков/вспом. оборудование» позволяют сосредоточиться на пациенте.
- Возможность принятия эргономичной «позы атлета».
- Совместимость с рабочими местами врача A-dec 300 и 500.
- Поддерживается 5-летней гарантией A-dec.

Для получения более подробной информации обратитесь в местное представительство компании A-dec или посетите веб-сайт a-dec.com.